

Elektronisk audit om luftvejsinfektioner

Diagnosekoder som udløser pop-up

H71, H72, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R95

Tid der går inden pop-up kan udløses igen

12 timer

Kriterier der skal være opfyldt for at udløse pop-up

Lægen skal være tilmeldt projektet i Sentinel

Der må ikke ligge en ventende pop-up

Elektronisk audit om luftvejsinfektioner

Billede af pop-up

Patient: 0102031021 TestTestesen

Projekt: Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Kontaktart

Første henvendelse

Forløb

Symptomer og fund

Antal dage med symptomer?

Feber (temp. > 38,5)

Hoste og/eller nasalsekretion

Purulent øreflåd

Synkesmerter

Tonsilbelægninger

Ømme hævede lymfeknuder

Dyspnø/polypne

Øget ekspektorat

Purulent ekspektorat

Ingen af ovennævnte

Undersøgelser

Strep-A positiv Strep-A negativ

CRP = mg/l

Røntgen af thorax bestilt

Ingen af ovennævnte undersøgelser

Ætiologi

Sandsynlig virusinfektion

Sandsynlig bakteriel infektion

Antibiotisk behandling

Ingen antibiotika

Påbegyndes

Fortsættes uforandret

Ændres

Antibiotika

V-penicillin

Amoxicillin/pivampicillin

Amoxicillin - clavulansyre

Makrolid

Quinolon

Tetracyclin

Cefalosporin

Andet antibiotikum


Andet

Penicillinallergi

Patienten forlanger antibiotika

Henvisning til anden speciallæge/hospital

Ingen af ovennævnte



Kodring er ikke klinisk relevant

Kodning irrelevant

Hvorfor?

Udfyld senere OK